

Беспроводные магнитные мешалки без подогрева

Таблица сравнения моделей

Reference misuna:	NANO	Mini	MEGA	QUADRA	MODULE
Диапазон регулирования скорости перемешивания, об/мин:	от 200 до 3600	от 370 до 3600	от 200 до 3600	от 200 до 3600	от 300 до 3600
Рекомендуемые длины магнитных якорей*, мм:	от 10 до 40	от 10 до 50	от 10 до 60	от 10 до 40	от 10 до 40
Нагрев:	отсутствует				
Количество мест:	1	1	1	4	до 20
Дисплей:	отсутствует				
Аккумулятор:	есть, встроенный				
Время работы от одного заряда (при среднем режиме перемешивания):	около 70 – 90 часов (кроме MODULE, где зависит от количества подключенных модулей)				
Возможность работы в процессе подзарядки:	есть				
Индикация оставшегося уровня заряда:	отсутствует				
Стандарт зарядного устройства:	USB type C (5 В)				
Допускаемое время непрерывной работы без отключения:	30 суток				
Габаритные размеры прибора (Д×Ш×В), мм:	(Диам). 105 × (В) 52	140 × 140 × 55	221 × 221 × 65	221 × 221 × 55 110 × 110 (одно место)	280 × 75 × 110 (база) 140 × 140 × 55 (модуль)

Максимальная нагрузка на рабочую поверхность:	не более 2 кг	не более 5 кг	не более 100 кг	не более 2 кг на каждое место	не более 5 кг на каждое место
Максимальная температура стакан:	не более 80 °C				
Максимальная вязкость перемешиваемой среды:	рекомендуемая вязкость раствора – до 100 мм ² /с (сСт) **				
Химическая стойкость поверхности:	устойчива к большинству соединений, включая большинство кислот и щелочей, масел и спиртов, но не устойчива к контакту с галогенуглеводородами и кетонами				
Рабочие условия:	Температура воздуха от 2 до 45 °C				
Масса	300 г	505 г	1,12 кг	830 г	470 г (база) 415 г (модуль)
Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм	195 × 185 × 90	195 × 185 × 90	267 × 255 × 104	267 × 255 × 104	320×305×135 (база + 2 модуля) 195×185×90; 600 (один модуль)
Масса с упаковкой	450 г	760 г	1,37 кг	1,1 кг	1,64 кг (база + 2 модуля) 600 г (один модуль)

* – при переходе к высоким скоростям рекомендуется использовать якоря меньшей длины, а также использовать более длинные якоря при увеличении перемешиваемого объёма

** – в ограниченном диапазоне скоростей может использоваться для систем с вязкостью до 900 мм²/с (сСт)